



# シール

## IVA™ Seals

### IVA™ シール バイアル用



BC(ブルー) AC(シルバー) RC(レッド)

- ゴム栓の汚染防止保護シールまたは、調製済みバイアルの識別用シールです。
- 滅菌済製品です。
- プラスチック製の蓋に比べ、保管スペースを節約できます。
- ラテックスフリー/PVCフリー製品です。

カタログ番号	規格	保護紙サイズ	色	包装
CP3003BC	13mm用	10mm	ブルー	1,100枚/箱
CP3003RC			レッド	
CP3002BC			ブルー	
CP3002RC	20mm用	9mm	レッド	
CP3001AC			シルバー	
CP3001BC			ブルー	
CP3001RC	28mm用	20mm	レッド	1,000枚/箱
CP3009BC			ブルー	
CP3009RC			レッド	

### 使用手順(バイアル用)

調製後



投与时



### IVA™ シール IVバッグ用/シリンジ用



IVバッグ用

シリンジ用

### IVバッグ用(滅菌済)

- ゴム栓汚染防止保護シール又は、調製済みIVバッグの識別用シールです。
- プラスチック製のフタに比べ、保管スペースを節約できます。

カタログ番号	規格	保護紙サイズ	色	包装
CP3004BC	輸液バッグ/ 輸液ボトル用	9mm	ブルー	1,000枚/箱
CP3004RC			レッド	
CP3011BC		10mmx7mm(精円)	ブルー	
CP3011RC			レッド	
CP3013BC		14mmx10mm(精円)	ブルー	
CP3013RC			レッド	

### シリンジ用(未滅菌)

- 採取済みシリンジの識別用シールです。

カタログ番号	規格	保護紙サイズ	色	包装
CP3030BC	小 長さ約9.2 cm	なし	ブルー	1,000枚/箱
CP3030RC			レッド	
CP3020BC	大 長さ約10.8cm		ブルー	
CP3020RC			レッド	

IVバッグ用 手順 写真の通り、シールを剥がしてお使いください。



シリンジ用 手順 写真の通り、シールを剥がしてお使いください。

